



GUÍA RÁPIDA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS O EQUIPOS BIOMÉDICOS

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Empresa :	Import Corporal Medical SAS	Ciudad :	Armenia
N.I.T.:	900.733.777-4	Departamento :	Quindío
Telefono :	(6) 7312503	Dirección :	Av. Bolívar Calle 8N - 67, Of. 406 - 409
Correo :	clientes@importcorporalmedical.com		

INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO O EQUIPO BIOMÉDICO



Fabricantes:	ROSCOE MEDICAL, INC.
País de Origen:	ESTADOS UNIDOS
Nombre:	ELECTROESTIMULADOR (TENS) - ROSCOE
Registro Sanitario:	INVIMA 2024DM-0029885
Referencias:	INTENSITY TM TWIN STIM III

INDICACIONES DE USO:

IntENSITY Twin Stim III estimulador puede ser utilizado para las siguientes condiciones:

Para transcutáneo modos terapéuticos estimulador del nervio eléctrica (TENS):

- 1) Alivio sintomático del dolor crónico intratable.
- 2) Publicación de dolor traumático.
- 3) Dolor postoperatorio.

Para la estimulación muscular eléctrica / modo terapéutico de estimulación neuromuscular (EMS):

- 1) Relajación del espasmo muscular.
- 2) Aumento de la circulación del flujo de sangre.
- 3) Prevención de la atrofia por desuso.
- 4) Reeduación muscular.
- 5) Mantener o aumentar el rango de movimiento.
- 6) la estimulación post-quirúrgica inmediata de los músculos inferiores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DE USO

Canal	Dual, el aislamiento entre canales	Condiciones de Funcionamiento	5ª C a 40 ° C (41 ° F a 104 ° F) con una: - Humedad relativa de; 30% -75%, - Presión atmosférica a partir de 700 a 1060 hPa
Fuente de Alimentación	9,0 V de la batería alcalina DC-1x6LR61 Adaptador de salida: 9.0Vdc, 800mA (opcional)		
Dimensiones	4.5x 2.5 Sx0.9 pulgadas (LxWxH)	Condiciones de Almacenamiento	- Humedad de 10% -90%, - Presión atmosférica de 700 a 1060 hPa
Peso	0,28 libras (con la batería)		
Tolerancia	Puede haber una tolerancia de $\pm 5\%$ de todos los ajustes y tolerancia $\pm 10\%$ de la producción de la intensidad	Temporizador	Ajustable de 1 a 60 minutos o continuo. Ajusta en pasos de 1 minuto. El tiempo de tratamiento cuenta atrás es automática
Función de Detención	El nivel de amplitud se restablecerá a OMA cuando el nivel de amplitud es 12 mA o mayor y se detecta un circuito abierto en cualquiera de los canales.		

Observaciones: