



GUÍA RÁPIDA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS O EQUIPOS BIOMÉDICOS

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Empresa :	Import Corporal Medical SAS	Ciudad :	Armenia
N.I.T.:	900.733.777-4	Departamento :	Quindío
Telefono :	(6) 7312503	Dirección :	Av. Bolívar Calle 8N - 67, Of. 406 - 409
Correo :	clientes@importcorporalmedical.com		

INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO O EQUIPO BIOMÉDICO

	Fabricantes:	ROSCOE MEDICAL, INC.
	País de Origen:	ESTADOS UNIDOS
	Nombre:	PORTABLE ULTRASOUND - ULTRASONIDO PORTÁTIL - ROSCOE
	Registro Sanitario:	INVIMA 2025DM-0013007-R1
	Referencias:	ULTRASONIDO PORTATIL US 1000 3ª EDICIÓN
	INDICACIONES DE USO: 1. Conecte el adaptador con la unidad principal 2. Conecte el adaptador a corriente continua toma de corriente 3. Aplique la cantidad apropiada de la muchacha en la cabeza de tratamiento y en la zona tratada 4. Presione ON/OFF para encender la alimentación, se puede oír un pitido, y el indicador LED se iluminará en verde 5. Para ajustar la intensidad de salida, pulse el botón on/off ligeramente. Cuando el LED es de color verde, la vibración está en baja la palanca; pulse botón de encendido/apagado de nuevo, el LED se iluminará de color anaranjado, la vibración es en palanca mediano; pulse botón on / off, una vez más, el LED se iluminará con el color rojo, el vibrado se convierten en alto nivel. 6. Al ajustar la intensidad cada vez, se puede oír un pitido. Para volver a la salida de bajo nivel, sólo tiene que pulsar botón on/off una más tiempo. Cuando el dispositivo está funcionando se puede escuchar 2 pitido suena cada 5 minutos. • El dispositivo se apagará automáticamente después de trabajar 30 minutos, y se puede escuchar 5 pitido suena al mismo tiempo. Si necesita apagar la cámara antes de que el temporizador automático cerrado: pulse el botón de encendido/apagado y manténgalo pulsado durante poco más de 3 segundos, el dispositivo se apagará. • El uso de movimientos ascendentes o circulares suaves con la cabeza de tratamiento en el área tratada. • Mantenga el cabezal de tratamiento se desliza sobre la piel, no detener el movimiento en el mismo lugar por mucho tiempo.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DE USO

Energía	Entrada: AC100-240V, 50/60 Hz Salida: DC24V / 0.2 ^a	Condiciones de Funcionamiento	10C-40C, 40% -90% HR
Frecuencia	1 MHz 10%	Condiciones de Almacenamiento	-10C-60C, 30% -95% de humedad relativa
Anchura de pulso	8% 0,5 ms 10%, 14% de 1 ms, 10%, 29% de 2 ms, 10%	Tamaño Unidad Principal	172 (L) * 54 (W) * 42 (H) mm
Temporal Máxima Potencia	4w, 20%	Peso de la Unidad	120 gramos

Intensidad de Salida	baja (8%), media (14%), alta (29%)	Máximo temporal intensidad efectiva	0.65W / cm, 20%
Observaciones:			