



GUÍA RÁPIDA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS O EQUIPOS BIOMÉDICOS

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Empresa :	Import Corporal Medical SAS	Ciudad :	Armenia
N.I.T.:	900.733.777-4	Departamento :	Quindio
Telefono :	(6) 7312503	Dirección :	Av. Bolívar Calle 8N - 67, Of. 406 - 409
Correo :	clientes@importcorporalmedical.com		

INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO O EQUIPO BIOMÉDICO

	Fabricantes:	ROSCOE MEDICAL, INC.
	País de Origen:	ESTADOS UNIDOS
	Nombre:	ELECTROESTIMULADOR (TENS) - ROSCOE
	Registro Sanitario:	INVIMA 2024DM-0029885
	Referencias:	TENS 3000
INDICACIONES DE USO: El dispositivo TENS 3000 es un generador de pulsos que funciona a batería, y que envía impulsos eléctricos a través de los electrodos hacia el cuerpo y llega a los nervios que causan dolor. El dispositivo está provisto de dos canales de salida controlables, cada uno independiente del otro. Un par de electrodos puede ser conectado a cada canal de salida. Los dispositivos electrónicos del TENS 3000 crean impulsos eléctricos cuya intensidad, duración, número por segundo y modulación pueden ser modificados con los controles/interruptores. Es muy fácil marcar los controles y la cubierta deslizante impide cambios accidentales en la configuración.		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DE USO

Peso	115 gramos (batería incluida)	Almacenamiento	El dispositivo TENS empaquetado debe almacenarse y transportarse en: - Rango de temperatura de -20 °C ~ +60 °C - Humedad relativa de 20% ~ 95% - Presión Atmosférica de 500 hPa ~ 1060 hPa.
Tamaño	95 (A) x 65 (A) x 23,5 (T) mm		
Vida Útil de la Batería	Aproximadamente 50 horas en configuración nominal		
Fuente de Alimentación	Una batería de 9 V (alcalina o recargable de níquel cadmio)		
Carga máxima por pulso	20 microculombios		
Voltaje	De 0 a 40 V (Carga: 500 ohm)	Frecuencia del Pulso	Regulable, de 2 a 150 Hz
Temporizador	15, 30 minutos o continuo	Amplitud del Pulso	Regulable, 0-80 mA con carga de 500 ohm en cada canal

Observaciones: