



GUÍA RÁPIDA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS O EQUIPOS BIOMÉDICOS

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Empresa :	Import Corporal Medical SAS	Ciudad :	Armenia
N.I.T.:	900.733.777-4	Departamento :	Quindío
Telefono :	(6) 7312503	Dirección :	Av. Bolívar Calle 8N - 67, Of. 406 - 409
Correo :	clientes@importcorporalmedical.com		

INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO O EQUIPO BIOMÉDICO

	Fabricantes:	ROSCOE MEDICAL, INC.
	País de Origen:	ESTADOS UNIDOS
	Nombre:	ELECTROESTIMULADOR (TENS) - ROSCOE
	Registro Sanitario:	INVIMA 2024DM-0029885
	Referencias:	TENS 7000
	INDICACIONES DE USO: El dispositivo TENS 7000 es un generador de pulsos que funciona a batería, y que envía impulsos eléctricos a través de los electrodos hacia el cuerpo y llega a los nervios que causan dolor. El dispositivo está provisto de dos canales de salida controlables, cada uno independiente del otro. Un par de electrodos puede ser conectado a cada canal de salida. Los dispositivos eléctricos del TENS 7000 crean impulsos eléctricos cuya intensidad, duración, número por segundo y modulación pueden ser modificados con los controles/interruptores. Los botones son muy fáciles de usar y la gran pantalla de cristal líquido que muestra con exactitud el modo los valores de los parámetros es muy conveniente para los pacientes.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DE USO

Peso	150 gramos con batería	Condición de Funcionamiento	Temperatura: 0°~40 °C Humedad relativa: 30%~75% Presión de la atmósfera: 700 Hpa~1060 Hpa
Tamaño	10.1 cm (Largo) x 6.1 cm (Ancho) x 2.45 cm (Alto)		
Indicador de Batería	Un indicador de batería baja aparecerá en la pantalla LCD cuando la batería esté baja.	Condición de Almacenamiento	El dispositivo TENS empaquetado debe almacenarse y transportarse en un rango de: - Temperatura -20 °C ~ +60 °C, - Humedad relativa de 20% ~ 95%, - Presión atmosférica de 500 hPa ~ 1060 hPa.
Fuente de Energía	Una batería de 9 voltios		
Forma de Onda	Pulso cuadrado bifásico asimétrico		
Voltaje	0 - 50 V (Carga: 500 ohm)	Canal	Doble, aislado entre canales
Temporizador	Regulable, de 1 a 60 minutos o Continuo. Ajustable en 1 minuto cada etapa de 1 a 15 minutos y 5 minutos cada una de 15 a 60 minutos. El temporizador de tratamiento cuenta hacia atrás automáticamente.	Amplitud del Pulso	Regulable, 0-100 mA a 500 ohm de carga en cada canal.

Observaciones: