



GUÍA RÁPIDA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS O EQUIPOS BIOMÉDICOS

INFOMACIÓN DE LA EMPRESA

Empresa :	Import Corporal Medical SAS	Ciudad :	Armenia
N.I.T.:	900.733.777-4	Departamento :	Quindío
Telefono :	(6) 7312503	Dirección :	Av. Bolívar Calle 8N - 67, Of. 406 - 409
Correo :	clientes@importcorporalmedical.com		

INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO O EQUIPO BIOMÉDICO

	Fabricantes:	COMPASS HEALTH BRANDS (CORPORATE OFFICE) ROSCOE MEDICAL, INC.
	Pais de Origen:	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
	Nombre:	COMBOCARE™
	Registro Sanitario:	INVIMA 2024DM-0029885
	Referencias:	COMBOCARE™
	INDICACIONES DE USO: Ultrasonido terapéutico La aplicación de calor terapéutico profundo para el tratamiento de condiciones médicas crónicas y subcrónicas como: 1. Alivio del dolor, los espasmos musculares y las contracturas de las articulaciones. 2. Alivio del dolor, los espasmos musculares y las contracturas de las articulaciones que pueden estar asociados con: • Capsulitis adhesiva. • Bursitis con calcificación ligera. • Miositis. • Lesiones en el tejido blando. • Tendones acortados debido a lesiones pasadas y tejidos con cicatrices. 3. Alivio de dolor crónico, sub-crónico y contracturas de articulaciones por: • Tirantez capsular. • Marcas capsulares. Para TENS, interferencial y premodulada (IFC): 1. Alivio sintomático del dolor crónico intratable. 2. Reducción de la inflamación. 3. Dolor agudo y edema postraumático. 4. Dolor agudo y edema posoperatorio. Adicionalmente para EMS y Russian: 1. Relajación de los espasmos musculares y reducción de edema. 2. Prevención de la atrofia por desuso. 3. Aumento de la circulación sanguínea local. 4. Reeducción muscular. 5. Mantenimiento o aumento del rango de movimiento. 6. Inmediata estimulación posoperatoria de los músculos de las pantorrillas para prevenir la trombosis venosa.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DE USO

Suministro de Voltaje del adaptador:	100 V-240 V, 47 Hz-63 Hz, 1.35 A	Almacenamiento	Este dispositivo ha sido probado exhaustivamente e inspeccionado para asegurar el rendimiento y funcionamiento adecuado. En una pausa prolongada del tratamiento, guarde el dispositivo con el adaptador en un ambiente seco y protegido contra el calor, el sol y la humedad.
Salida del Adaptador:	Máximo 15 V ~ 3 A		
Tipo de Protección contra descargas eléctricas:	Equipo médico Clase I		

Dimensiones:	250 mm (L) * 185 mm (A) * 82 mm (A)		Guarde el dispositivo en un lugar fresco y ventilado. Nunca coloque ningún objeto pesado sobre el dispositivo.
Dimensiones del Adaptador	143 mm (L) * 73 mm (A) * 40 mm (A)	Entorno Almacenamiento:	Temperatura:-20 °C (-4 °F) a 55 °C (131 °F), Humedad relativa: 20%-90%
Tiempo max de tratamiento	Estimulación eléctrica de 60 minutos	Entorno de Funcionamiento	Temperatura:10 °C (50 °F) a 40 °C (104 °F), Humedad relativa: 30%-85%
Observaciones:			