



GUÍA RÁPIDA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS O EQUIPOS BIOMÉDICOS

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Empresa :	Import Corporal Medical SAS	Ciudad :	Armenia
N.I.T.:	900.733.777-4	Departamento :	Quindío
Telefono :	(6) 7312503	Dirección :	Av. Bolívar Calle 8N - 67, Of. 406 - 409
Correo :	clientes@importcorporalmedical.com		

INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO O EQUIPO BIOMÉDICO

	Fabricantes:	COMPASS HEALTH BRANDS (CORPORATE OFFICE) ROSCOE MEDICAL, INC.
	Pais de Origen:	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
	Nombre:	SOUND CARE PLUS
	Registro Sanitario:	INVIMA 2025DM-0013007-R1
	Referencias:	SOUND CARE PLUS
	INDICACIONES DE USO: 1) La aplicación de calor profundo terapéutico para el tratamiento de condiciones médicas subcrónica y crónica elegidos como: • El alivio del dolor, espasmos musculares y contracturas articulares • El alivio del dolor, espasmos musculares y contracturas articulares que pueden estar asociados con: • capsulitis adhesiva • Bursitis con una ligera calcificación • miositis • lesiones de tejidos blandos • tendones acortados debido a lesiones anteriores y tejidos de la cicatriz 2) El alivio del dolor subcrónica y crónica y contracturas articulares resultantes de: • estanqueidad capsular • cicatrización capsular 3) Este dispositivo se debe utilizar en el hospital y en casa. 4) Este dispositivo debe ser operado solamente por el médico con experiencia • Este dispositivo no se debe utilizar para el dolor local sintomático alivio a no ser que la etiología se establece o no ser un síndrome de dolor ha sido diagnosticado.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DE USO

Tensión de Alimentación:	1 00V-240V	Condiciones Ambientales para el Uso:	Temperatura ambiental: 10-40C
Frecuencia:	47Hz-63Hz		Humedad relativa: 30% -85%
Poder:	45W		Presión atmosférica: 800-1 060hPa
Tensión de Salida	13-16V	Condiciones Ambientales para el Almacenamiento:	Temperatura ambiental: -20 ° C-55 ° C
Corriente de Salida:	1.35A		Humedad relativa: 20% -90%
Dimensiones:	1 43 mm (L) x73mm (W) x40mm (H)		Presión atmosférica: 700-1 060hPa

Observaciones: