


MALLA GRANDE

MEDIDA 36CM - CANDO

Ejercitador de dedos, manos, muñecas y antebrazo. Mecanismo en forma de red para trabajar la musculatura propia de la mano. La resistencia se puede modificar ajustando la posición de la mano, la profundidad de la inserción del dedo o moviéndose a una red de resistencia (color) diferente.








CARACTERÍSTICAS

Este producto contiene látex de caucho natural con agentes especiales añadidos para la durabilidad y la fuerza.

- Este ejercitador aumenta la flexibilidad, reduce el dolor de artritis y puede ayudar a aliviar o prevenir el túnel carpiano.
- Ayuda para una rehabilitación más avanzada, fortalecimiento, deportes, fitness, prevención de lesiones.
- Ambas manos se pueden ejercitar a la vez, o un solo dedo aislado y ejercitado

Cada malla se vende por separado.

PRESENTACIÓN MALLA 36CM - TIPOS DE RESISTENCIA				
<p>Malla Amarilla 36cm</p>  <p>X-Suave</p>	<p>Malla Roja 36cm</p>  <p>Suave</p>	<p>Malla Verde 36cm</p>  <p>Medio</p>	<p>Malla Azul 36cm</p>  <p>Fuerte</p>	<p>Malla Negra 36cm</p>  <p>X-Fuerte</p>