

# PISTOLA DE MASAJES

SENCILLA

La pistola de masajes sencilla es un dispositivo de vibración recargable portátil con gran torque y ajuste largo. Puede reducir eficazmente el dolor causado por la acumulación de ácido láctico después de un ejercicio intenso y aliviar las molestias de los músculos



## CARACTERÍSTICAS

Con nuestra pistola de masajes puedes personalizar tu experiencia de masaje para satisfacer tus necesidades específicas. Elija una velocidad más baja para un masaje suave o levántela para una terapia intensa.

- Adecuado para el masaje físico y el cuidado de la piel antes o después de hacer ejercicio.
- Acelera el calentamiento y la recuperación, proporcionando impulsos específicos de presión en el tejido muscular del cuerpo.
- Mejora el rango de flexibilidad y el movimiento, la inmersión expansiva proporciona un alivio integral al alcanzar las fibras musculares superficiales y profundas.


## INCLUYE



- |                                     |
|-------------------------------------|
| 1. Masajeador percutor (1 pieza)    |
| 2. Cabezal redonda (1 pieza)        |
| 3. Cabezal de U (1 pieza)           |
| 4. Cabezal plana (1 pieza)          |
| 5. Cabezal forma de aguja (1 pieza) |
| 6. Cabezal forma de bala (1 pieza)  |
| 7. Cabezal forma de dedo (1 pieza)  |
| 8. Caja                             |
| 9. Manual de uso (1 pieza)          |

PRESENTACIÓN

- 1 Pantalla digital.
- 2 Indicador de batería.
- 3 Botón encendido/apagado.
- 4 Botón subir intensidad.
- 5 Botón bajar intensidad
- 6 Mango antideslizante.



| Especificaciones Técnicas |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Nombre del producto       | Pistola de masaje                                |
| Número de fabricación     | KZD02                                            |
| Peso                      | 3,63 libras                                      |
| Dimensión                 | 28,7x10,3x23,5cm                                 |
| Voltaje de entrada        | 110-240V                                         |
| Tipo de enchufe           | Cargador de pared de CA                          |
| Velocidad                 | 30 niveles de velocidad ajustables               |
| Fuente de alimentación    | batería recargable de iones de litio de 2600 mAh |
| Material principal        | PC+ABS                                           |
| Control                   | Pantalla táctil LCD                              |

USO DEL MASAJEADOR

- Botón de encendido/apagado (presione prolongadamente para encender y mostrar el nivel de batería, con una función de temporizador de 10 minutos. Cuando casi no hay energía, parpadea/presiona durante mucho tiempo para apagar)
- Presione el botón más para acelerar, presione el botón menos para desacelerar. Elija un dispositivo de carga de 5 V para cargar.
- Por favor, cargue durante 3 horas por primera vez y conecte el adaptador SV con el cable de datos para cargar.
- Modelo táctil: la pantalla digital muestra el nivel de potencia al cargar, y muestra el nivel de engranaje cuando se trabaja.