

ALMOHADILLA TÉRMICA HÚMEDA/SECA - GRANDE 30X60CM

La almohadilla térmica dual de calor húmedo y seco se puede utilizar con calor seco para un tratamiento tibio y reconfortante o con el beneficio adicional del calor húmedo de penetración profunda, con solo humedecer la plantilla de esponja incluida.



CARACTERÍSTICAS

El funcionamiento con un solo botón permite seleccionar entre 4 niveles de calor: Warm (tibio), Low (bajo), Medium (medio) y High (alto), además de la opción Off (apagado). La almohadilla térmica dual, apta para calor húmedo y seco, incluye una función de apagado automático que la devuelve a la posición de apagado después de 90 minutos de uso.

- Se puede usar en húmedo o seco.
- Apagado automático.
- 4 niveles de calor.
- Funda suave y lavable.

INCLUYE



1. Almohadilla térmica (1 pieza)
2. Caja (1 pieza)
3. Manual de instrucciones (1 pieza)

PRESENTACIÓN

Proporciona un alivio calmante de:

- Dolor de espalda crónico
- Dolor muscular
- Lesiones deportivas
- Dolor postoperatorio
- Dolores menstruales
- Artritis



Referencia: SW-H10B.

Tipo: Húmedo/Seco con esponja.

Tamaño: 30 x 60 cm.

Material: Almohadilla de PVC con funda de vellón y esponja.

Voltaje: 120 V~ 60 Hz.

Potencia: 95 W.



Utilice este producto únicamente según las indicaciones, para evitar posibles lesiones.

Use siempre la almohadilla térmica de calor húmedo y seco dentro de la funda proporcionada.

No utilizar en bebés.

Preste especial atención al utilizar la almohadilla térmica en niños pequeños y personas mayores, ya que su piel puede ser más sensible a temperaturas extremas.

Las personas con diabetes, problemas circulatorios, daños en el sistema nervioso, parálisis o pérdida de sensibilidad en la piel deben utilizarla únicamente bajo supervisión médica.

Consulte a su médico antes de tratar cualquier lesión grave o si el dolor persiste.