

CINTA DEPORTIVA PRE TAPE 7CM X 27MTS - 5 COLORES

Las Cintas Deportivas Pre Tape de 7 cm x 27 metros son una espuma protectora de alta calidad diseñada para colocarse directamente sobre la piel antes de aplicar vendajes deportivos o cintas adhesivas. Su función principal es actuar como una barrera entre la piel y el adhesivo, ayudando a prevenir irritaciones, molestias y el desprendimiento de vello durante la retirada de la cinta. Son ampliamente utilizadas en fisioterapia, medicina deportiva, entrenamiento físico y rehabilitación, brindando mayor comodidad y protección durante la práctica deportiva o el tratamiento de lesiones.



CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en espuma de poliuretano de textura suave, ligera y flexible, ofrecen una excelente adaptabilidad a las diferentes zonas del cuerpo sin restringir el movimiento. Su estructura permite una adecuada transpiración de la piel, proporcionando una sensación de confort incluso durante sesiones prolongadas de entrenamiento o competición. Además, su presentación en rollo de gran longitud facilita un uso continuo y un mejor aprovechamiento del material.

BENEFICIOS

- Protege la piel del contacto directo con los adhesivos de las cintas deportivas.
- Ayuda a prevenir irritaciones, enrojecimiento y molestias ocasionadas por el vendaje.
- Reduce el dolor y la incomodidad al retirar la cinta adhesiva.
- Protege el vello corporal, evitando que sea arrancado durante la remoción del vendaje.
- Se adapta fácilmente a las diferentes zonas del cuerpo gracias a su alta flexibilidad.
- Contribuye a disminuir la fricción entre la piel y el vendaje.
- Es ligera, suave al tacto y no limita el movimiento natural del deportista o paciente.

INCLUYE



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. Material: Espuma de poliuretano de alta calidad.
2. Textura: Suave, ligera y confortable al contacto con la piel.
3. Adhesivo: No contiene adhesivo.
4. Colores : Blanco, negro, azul, amarillo y piel.
5. Áreas de aplicación: Tobillos, rodillas, hombros, muñecas, codos y otras zonas que requieran vendaje.