

TIJERAS DE TRAUMA 18.5

Con su diseño de hojas rugosas permite cortar materiales fuertes como cuero, tela, algodón e incluso metal fino y otras superficies duras. Esta tijera es utilizada principalmente en hospitales, clínicas, atención pre hospitalaria, enfermería y primeros auxilios. Es un equipo indispensable en botiquines y maletines de primeros auxilios.



CARACTERÍSTICAS

- **Hojas afiladas y dentadas:** Facilitan el corte de diferentes tipos de tejidos, incluyendo cuero, algodón, nylon y otros materiales resistentes.
- **Facilidad de uso:** Su diseño intuitivo permite que cualquier persona pueda utilizarlas en caso de emergencia.
- **Versatilidad:** Se pueden utilizar en una amplia variedad de situaciones, desde accidentes automovilísticos hasta desastres naturales.
- **Esterilizables:** La mayoría de las tijeras de trauma pueden ser esterilizadas, lo que garantiza su uso seguro en múltiples ocasiones..

INCLUYE



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- | |
|------------------------------------|
| 1. Tamaño del Producto: 18.5 cm |
| 2. Material Hoja: Acero inoxidable |
| 3. Reposadero: Plástico ABS |
| 4. Color: Negro |