

ADAPATADOR PARA ELECTROESTIMULADORES

Este adaptador de corriente CA / CC se utiliza en todos los dispositivos de electroterapia de InTensity de 1ª generación. de la marca Roscoe Medical.

Esta conexión es esencial para suministrar la energía necesaria para que el dispositivo pueda generar los impulsos eléctricos que se utilizarán para estimular los músculos o nervios.



CARACTERÍSTICAS

Si usa el adaptador por un tiempo prolongado, manténgalo ventilado y húmedo. No lo pongas en los productos de la piel.

- Voltaje de entrada: CA 100-240V (entrada de CA mundial)
- Frecuencia de entrada: 50-60Hz 0.3A
- Salida: 9V @ 800mA

INCLUYE

1. Adaptador electroestimulador (1 pieza)